



Desinfektion

hup DES FORTE M

Schnelldesinfektionstücher mit Alkohol



Produktname hup DES FORTE M
Produktbereich Desinfektion

Verpackungseinheit 100 Tücher / Packung Art.-Nr. 4450304042

Produktbeschreibung
 Zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen.

Anwendung | Einsatzgebiet
 Flächen mit hup DES FORTE wipes vollständig benetzen und einwirken lassen.

Dosiertabelle

Prüfnorm	Einwirkzeiten	Belastung
VAH/ÖGHMP bakterizid/levurozid	5 min *	hoch
4-Felder-Test bakterizid/levurozid	1 min	hoch
EN 13727 bakterizid	1 min	hoch
EN 13624 levurozid	1 min	hoch
EN 14348 tuberkulozid	30 sek	niedrig
EN 14476 begrenzt viruzid	1 min	hoch
EN 14476 begrenzt viruzid PLUS	3 min	niedrig
EN 14476 Norovirus (MNV)	1 min	niedrig
EN 14476 Rotavirus	30 sek	niedrig

* mit hygienicDES FORTE

Größe
 H x B: 20 x 20 cm

Lagerung
 Aus Qualitätsgründen kühl und trocken lagern.

Produktempfehlung
 Zum Desinfizieren von alkoholempfindlichen Oberflächen empfehlen wir hup DES PLUS wipes.



Desinfektion

hup DES FORTE M

Schnelldesinfektionstücher mit Alkohol

Verkaufseinheit

Packung

Europalette

270 Packungen