




Pribor za čišćenje

BRILLANT nitrilSTYLE

Rukavice



Naziv proizvoda

BRILLANT nitrilSTYLE

Područje proizvoda

Pribor za čišćenje

Opis proizvoda

Jednokratne zaštitne rukavice i istražne rukavice od nitrilnog kaučuka, bez pudera, ne sterilne za upotrebu sa obje strane. U skladu sa RL 93/42/EWG, EN 455:2000, PSA 89/686/EWG, EN 420:2003, EN 374:2003 i po propisima o životnim namirnicama 1935/2004. CE certifikat: Kategorija III- vodootporne zaštitne rukavice protiv hemijskih reakcija. Medicinski proizvod prve klase. Certifikat kvaliteta: ISO 9001, ISO 13485. Vanjska strana: prsti tekturirani, boja: crna

Količina (jedinice) pakovanja

S, 100 komad/paket

Br. Art. 4451001300

M, 100 komad/paket

Br. Art. 4451001400

L, 100 komad/paket

Br. Art. 4451001500

XL, 100 komad/paket

Br. Art. 4451002200



Upotreba | područje upotrebe

Elegantne zaštitne rukavice od nitrilnog kaučuka, bez pudera, ne sterilne sa upotrebom sa obje strane. Sa odličnom elastičnošću, komfornim nošenjem i teksturnim prstima za bolje hvatanje mokrih predmeta. Visoka mehanička otpornost. Bez omekšavača i alergijskih lateks proteina- pogodne za osobe koje su alergične na lateks. Ispunjava medicinske zahteve za segment tetovaža i pirsinga. Pored toga što su pogodne za upotrebu u Body Art i Beauty i za HACCP relevantne oblasti npr. za pripremu i izdavanje hrane. Zbog svoje boje su jako popularne u području gastronomije, Beauty i Body Art-a.

Bezbednosna napomena

Oprez: Pre upotrebe treba obavezno proveriti zaštitne rukavice u pogledu mehaničkih oštećenja (npr. rupa ili pukotina).

Čuvanje (skladištenje)

Čuvati na temperaturi od 10 °C do 30 °C na suvom i tamnom mestu u originalnom pakovanju, zaštititi od toplote, vlage, jakog svetla i ozona. Rok skladištenja 3 godine.

Preporuka proizvoda

Alternativno preporučujemo naše zaštitne rukavice BRILLANT latexCOMFORT, BRILLANT nitrilCOMFORT ili BRILLANT nitrilX-TREME.



Pribor za čiščenje

BRILLANT nitrilSTYLE

Rukavice

Prodajna jedinica

Pakovanje

Evro-paleta

270 pakovanja