

HYGIENA koupelny

Dezinfekce

wcDISINFECT

Čistící a rychlý dezinfekční prostředek



Název výrobku: wcDISINFECT
Výrobová řada: HYGIENA koupelny | Dezinfekce

Popis výrobku:

Bezalkoholová pěna k okamžitému použití na čištění a dezinfekci toaletních sedátek uživateli toalety. Účinkuje rychle a spolehlivě. Šetrný k materiálu, schne rychle a zcela, nezanechává žádné dráždivé zbytky na pokožce. Certifikovaný podle ÖGHMP a VAH. Dermatologicky testováno. Bez parabenů a silikonů. Velmi vhodná pro senzitivní pleť a alergiky.

Jednotka balení:

6 x 0,3 kg

č. výr. 4110707901

Hodnota pH:

neutrální

Použití | Oblast použití:

wcDISINFECT se pomocí dávkovače XIBU SEATCLEANER dává na složený toaletní papír. Omýt WC sedátko a nechat oschnout. Baktericidní včetně MRSA, fungicidní dle VAH: konc. - 5 min. ÖGHMP: konc. - 1 min. Účinný proti obaleným virům vč. HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV (ohraničený virucidní dle RKI): konc. - 30 sek; rota viry: konc. - 30 sek.; Papova/polyomaviry: konc. - 2 min.

Dávkování:

Jedna dávka pro aplikaci.

Spektrum účinnosti wcDISINFECT:

Testy podle VAH / ÖGHMP / RKI / DVV			
Zkušební norma	Čas účinku	Dávkování	Zatížení
VAH / ÖGHMP baktericidní / levurocidní	5 min.	100 %	vysoké
ÖGHMP baktericidní / levurocidní	1 min.	100 %	vysoké
RKI / DVV omezeně virucidní (obalené viry)	30 s	100 %	nepatrné
RKI / DVV (rotavirus)	30 s	100 %	nepatrné



OSVĚDČENÍ





wcDISINFECT

Čistící a rychlý dezinfekční prostředek

<i>Doplňkové zkoušky podle EN:</i>			
<i>Zkušební norma</i>	<i>Čas účinku</i>	<i>Dávkování</i>	<i>Zatížení</i>
EN 14476 virucidní (SV 40)	2 min.	100 %	vysoké

Bezpečnostní opatření:

Používejte tento dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím přečíst označení a informaci o výrobku.

Skladování:

Nádobu udržovat uzavřenou. Z důvodů zachování kvality nutné skladovat v suchu a při pokojové teplotě.

Doporučení výrobku:

Jako alternativu doporučujeme náš dávkovač LUNA hygieneAUFLAGEN s pasujícím WC kryty k zabránění kontaktu s infekcí při používání WC sedátek.

Europaleta:

136 kartonů

Prodejní jednotka:

karton