



septDES FOAM

Desinfektion und Reinigung von Händen und Körper



Produktname: septDES FOAM
Produktbereich: waschraumHYGIENE | Desinfektion

Produktbeschreibung:

Alkoholfreier Schaum für die Händedesinfektion nach EN 1500 sowie zur Reinigung und hygienischen Händewaschung nach EN 1499. Diese Kombination ermöglicht dem Anwender Reinigung und Desinfektion der Hände je nach individuellen Bedürfnis. septDES FOAM enthält exzellente Pflegestoffe, sodass die Hände nicht austrocknen können. Der dezente Duft ist frei von allergenen Stoffen, Silikonen und Parabenen. Dermatologisch getestet. Nach EN 1500 und EN 1499 begutachtet. IFRA konform.

Verpackungseinheit:

6 x 600 ml

Art.-Nr. 4110708703



pH-Wert:
neutral

Anwendung | Einsatzgebiet:

septDES FOAM wird tropfenfrei als SCHAUM mittels LUNA schaumSEIFEN Spender, XIBU sense/ touchFOAM oder XIBU inoxFOAM Spender auf die Haut auftragen. Optimal für hygiene-relevante Bereiche, bei denen Gefahr durch Übertragung von Krankheitskeimen gegeben ist. Ideal für Bereiche, wo eine alkoholische Händedesinfektion nicht möglich oder unverträglich ist. Besonders geeignet für Hygieneanforderungen in Küche, Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung (HACCP), öffentliche Institutionen, Heilstollen oder Orte an denen Explosionsgefahr herrscht, Suchtkliniken, Schulen und Sanitärbereiche.

Dosierung:

Bei jeder Bedienung wird eine Portion (= 0,9 ml) aufgeschäumte Seife abgegeben. Zur hygienischen Händewaschung, Hände mit Wasser anfeuchten, eine Portion septDES FOAM 30 Sekunden lang in den Händen verreiben, danach abwaschen und Hände gründlich trocknen. Zur Händedesinfektion eine Portion septDES FOAM in die sauberen, trockenen Hände unverdünnt 60 Sekunden verreiben. Danach nicht abwaschen, sondern aufrocknen lassen. Begrenzt viruzid nach EN 14476: 30 Sek.

ZERTIFIKAT



waschraumHYGIENE

Desinfektion

septDES FOAM

Desinfektion und Reinigung von Händen und Körper

Sicherheitshinweis:

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten. Vor Gebrauch stets Produktkennzeichnung lesen. Kindersicher aufbewahren.

Lagerung:

vacuumBAG geschlossen halten. Bei Raumtemperatur lagern.

Produktempfehlung:

Nutzen Sie XIBU CROWN zur Kennzeichnung Ihrer Spender, damit Ihre Kunden sehen, dass Ihnen Sicherheit & Service ein Anliegen ist.

Europalette:

85 Kartons

Verkaufseinheit:

Karton