



**septDES MED 365**  
Igienizzante mani



**Nome del prodotto** septDES MED 365  
**Ambito del prodotto** Igiene in bagno

**Descrizione del prodotto**

Questo sanificante per mani virucida a base di etanolo è pronto per l'uso ed è adatto sia per la sanificazione igienica che per la sanificazione chirurgica delle mani. Contiene sostanze idratanti di alta qualità e ha pertanto un effetto curativo e particolarmente delicato sulla pelle. Ciò lo rende ideale per la sanificazione di routine quotidiana in diversi settori di impiego. Il prodotto è dermatologicamente testato ed è privo di coloranti, profumi e QAC. È quindi adatto anche per l'uso in campo alimentare. Privo di principi attivi di lunga durata che, depositandosi sulla pelle, possono provocare irritazioni cutanee. La formula è inserita negli elenchi ÖGHMP e VAH.

**Unità imballo**

6 x 700 ml nr. art. 4110711304

**Valore pH**


neutro

**Metodo d'uso e campo di impiego**

Grazie al suo ampio spettro di efficacia, il prodotto può essere utilizzato anche in caso di focolai. La sua ottima dermocompatibilità lo rende adatto per la sanificazione di routine quotidiana in tutte le stagioni ed elimina la necessità di cambiare prodotto. Ai sensi dell'ordinanza sui biocidi (BPR), può essere utilizzato per la sanificazione igienica delle mani secondo EN 1500 e per la sanificazione chirurgica delle mani secondo EN 12791. Il prodotto non è adatto solamente per l'ambiente medico ma anche per l'uso in stabilimenti industriali, strutture pubbliche e aziende di lavorazione degli alimenti.

**Spettro di efficacia**

Sanificazione igienica delle mani	VAH/ÖGHMP; EN 1500	30 sec
Sanificazione chirurgica delle mani	VAH/ÖGHMP; EN 12791	90 sec
Battericida / levurocida	EN 13727, EN 13624	15 sec *
Parzialmente virucida	EN 14476	15 sec **
Parzialmente virucida PLUS	EN 14476	30 sec **





**septDES MED 365**  
Igienizzante mani

Virucida	EN 14476	30 sec **
Micobattericida	EN 14348	30 sec **
Fungicida	EN 13624	90 sec **
Poliovirus	EN 14476	30 sec **
Adenovirus	EN 14476	30 sec **
Norovirus	EN 14476	15 sec **
Rotavirus	EN 14476	15 sec **

\*Alta contaminazione; \*\*Bassa contaminazione

**Prodotto suggerito**

Utilizzabile con i nostri dispenser 'no touch' XIBU DISINFECT hybrid. Il sistema dispenser chiuso ed ermetico garantisce una conservazione ottimale fino alla data di scadenza indicata.

**Indicazioni di sicurezza**

Adottare le comuni misure di protezione per la manipolazione di sostanze chimiche. **Utilizzare il disinfettante in modo sicuro. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta del prodotto.** Conservare fuori dalla portata dei bambini. Tenere il recipiente chiuso ermeticamente. Conservare lontano da fonti di calore — Non fumare.

**Immagazzinamento**

Per garantire la qualità, conservare il prodotto chiuso in un luogo asciutto e a temperatura ambiente.

**Unità di vendita**

Cartone

**Paletta "EUR"**

85 cartoni