



## septDES MED 365

Dezinfekcija ruku



**Naziv proizvoda**

septDES MED 365

**Područje proizvoda**

Higijena toaleta

### Opis proizvoda

Ovo virucidno sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi etanola je spremno za upotrebu i pogodno je kako za higijensku, tako i za hiruršku dezinfekciju ruku. Sadrži visokokvalitetna hidratantna sredstva koje ga čine posebno negujućim i prijatnim za kožu. Zbog toga je savršeno za svakodnevnu rutinsku dezinfekciju u različitim oblastima primene. Proizvod je dermatološki testiran i ne sadrži boje, parfeme i kvaternarna amonijumska jedinjenja (QAV). Zbog toga je takođe pogodan i za primenu u prehrambenom sektoru. Ne sadrži aktivne trajno delujuće supstance koje mogu da se gomilaju na koži i izazovu njeno nadraživanje. Ova formula se nalazi na listama ÖGHMP i VAH.


### Jedinica pakovanja

6 x 700 ml

Br. art. 4110711304

### pH vrednost

neutralno



### Upotreba | Područje primene

Proizvod se takođe može koristiti u slučaju izbijanja virusnih epidemija pošto ima širok spektar delovanja. Zbog toga što ga koža odlično podnosi, podesan je za svakodnevnu rutinsku dezinfekciju tokom cele godine bez potrebe za zamenom proizvoda. U skladu s Uredbom o biocidima (BPR) može da se koristi za higijensku dezinfekciju ruku u skladu sa EN 1500, kao i za hiruršku dezinfekciju ruku u skladu sa EN 12791. Proizvod je podesan ne samo za medicinski sektor, već i za industrijske pogone, javne ustanove i preduzeća za preradu hrane.

### Spektar delovanja

Higijenska dezinfekcija ruku	VAH/ÖGHMP; EN 1500	30 sek.
Hirurška dezinfekcija ruku	VAH/ÖGHMP; EN 12791	90 sek.
Baktericidno/levurocidno	EN 13727, EN 13624	15 sek. *
Ograničeno virucidno	EN 14476	15 sek. **
Ograničeno virucidno PLUS	EN 14476	30 sek. **
Virucidno	EN 14476	30 sek. **
Miko-baktericidnost	EN 14348	30 sek. **



**septDES MED 365**  
Dezinfekcija ruku

Fungicidno	EN 13624	90 sek. **
Poliovirus	EN 14476	30 sek. **
Adenovirus	EN 14476	30 sek. **
Norovirus	EN 14476	15 sek. **
Rotavirus	EN 14476	15 sek. **

\*Visoko opterećenje; \*\*nisko opterećenje

**Preporuka proizvoda**

Može se koristiti sa našim beskontaktnim hibridnim dozatorom XIBU DISINFECT hybrid. Hermetički zaptiveni i zatvoreni sistem dozatora obezbeđuje optimalan vek trajanja do odštampalog roka trajanja.

**Bezbednosna napomena**

Pri rukovanju hemikalijama treba se pridržavati uobičajenih mera zaštite. **Dezinfekciona sredstva treba koristiti na bezbedan način. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo na proizvodu.** Čuvati van domašaja dece. Čuvati u dobro zatvorenim posudama. Čuvati dalje od izvora paljenja– zabranjeno pušenje.

**Čuvanje (skladištenje)**

Radi očuvanja kvaliteta čuvati zatvoreno na suvom mestu i sobnoj temperaturi.

**Prodajna jedinica**

Karton

**Evro-paleta**

85 kartona