

Mosdóhigiéna

Fertőtlenítés

wcDISINFECT

Tisztító- és gyorsfertőtlenítő szer



Terméknév	wcDISINFECT
Felhasználási területe	Mosdóhigiéna

Termékleírás

Útközbeni használathoz ideális. Alkoholmentes, felhasználásra kész hab a felhasználó általi WC-ülöke tisztításhoz és fertőtlenítéshez. Gyorsan és megbízhatóan fejti ki hatását. Felületkímélő, gyorsan és teljesen felszárad, nem hagy maga után bőrirritáló vegyszermaradványt. Az ÖGHMP és DGHM/VAH által tanúsított. Bőrgyógyászatilag tesztelt. Szilikonmentes és parabénmentes. Bőrbarát. Allergiások számára is kiváló.


Csomagolási egység

35 x 50 ml

Cikkszám: 4120102109

Felhasználás | Alkalmazási terület

A wcDISINFECT-et vigye fel egy összehatogatott toalettpapírra. Ezzel törölje át a wc ülökét és hagyjuk megszáradni. Baktériumölő, MRSA ellen is hatásos, fungicid a VAH/ÖGHMP szerint konc. -1 perc, hatásos burkos vírusok ellen is, a HBV/HIV/HCV/Vaccina/BVDV-t is beleértve (vírusölő RKI szerint): konc. 30 mp.; rotavírus esetén konc. -30 mp.; papova/polióma vírus esetén konc. -2 perc.



Adagolás

Felhasználásonként 1 adag.

Figyelmeztetés

Vegyszerek alkalmazásakor be kell tartani a szokásos óvintézkedéseket. **A fertőtlenítőszer biztonságosan kell alkalmazni. Felhasználás előtt olvassa el a termékismertetőt.** Gyermekek elől elzárva tartandó.

Tárolás

Minőségi okokból lezárva és szárazon, szobahőmérsékleten tárolandó.

Termékajánlás

A wcDISINFECT praktikus vacuumBAG-ben is kapható a XIBU SEAT DISINFECT analog/hybrid adagolóhoz.

Értékesítési egység	EU raklap
Darab	2975 darab