



**septDES MED 365**  
Händedesinfektion



**Produktname** septDES MED 365  
**Produktbereich** Waschraumhygiene

**Produktbeschreibung**

Dieses viruzide Händedesinfektionsmittel auf Ethanolbasis ist gebrauchsfertig und eignet sich sowohl für die hygienische als auch für die chirurgische Händedesinfektion. Es enthält hochwertige Rückfetter, die es besonders pflegend und hautfreundlich machen. Daher ist es ideal für die tägliche Routinedesinfektion in verschiedenen Einsatzgebieten. Das Produkt wurde dermatologisch getestet und ist frei von Farbstoffen, Parfum und QAV. Es ist somit auch für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet. Frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, die sich in der Haut anreichern und Hautreizungen verursachen können. Die Formulierung ist ÖGHMP- und VAH-gelistet.

**Verpackungseinheit**

6 x 700 ml

Art.-Nr. 4110711304

**pH-Wert**


neutral

**Anwendung | Einsatzgebiet**

Das Produkt kann auch im Ausbruchsfall eingesetzt werden, da es ein breites Wirkspektrum aufweist. Es ist aufgrund seiner hervorragenden Hautverträglichkeit ganzjährig für die tägliche Routinedesinfektion geeignet, ohne dass ein Produktwechsel erforderlich ist. Gemäß der Biozid-Verordnung (BPR) kann es für die hygienische Händedesinfektion nach EN 1500 und die chirurgische Händedesinfektion nach EN 12791 verwendet werden. Das Produkt eignet sich nicht nur für den medizinischen Bereich, sondern auch für Industriebetriebe, öffentliche Einrichtungen und Betriebe, die Lebensmittel verarbeiten.

**Wirkspektrum**

Hygienische Händedesinfektion	VAH/ÖGHMP; EN 1500	30 sec
Chirurgische Händedesinfektion	VAH/ÖGHMP; EN 12791	90 sec
Bakterizid/levurozid	EN 13727, EN 13624	15 sec *
Begrenzt viruzid	EN 14476	15 sec **
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	30 sec **
Viruzid	EN 14476	30 sec **





**septDES MED 365**  
Händedesinfektion

Mykobakterizid	EN 14348	30 sec **
Fungizid	EN 13624	90 sec **
Poliovirus	EN 14476	30 sec **
Adenovirus	EN 14476	30 sec **
Norovirus	EN 14476	15 sec **
Rotavirus	EN 14476	15 sec **

\*Hohe Belastung; \*\*Niedrige Belastung

**Produktempfehlung**

Verwendbar mit unseren berührungslosen XIBU DISINFECT hybrid Spendern. Das luftdichte und geschlossene Spendersystem gewährleistet eine optimale Haltbarkeit bis zum aufgedruckten Ablaufdatum.

**Sicherheitshinweis**

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten. **Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Produktkennzeichnung lesen.** Kindersicher aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

**Lagerung**

Aus Qualitätsgründen geschlossen und trocken bei Raumtemperatur lagern.

**Verkaufseinheit**

Karton

**Europalette**

85 Kartons