



## Pripomočki za čiščenje

### BRILLANT nitrilCOMFORT

Rokavice



**Naziv izdelka**

BRILLANT nitrilCOMFORT

**Področje uporabe izdelka**

Pripomočki za čiščenje

#### Opis izdelka

Zaščitne rokavice za enkratno uporabo in rokavice za preiskave iz nitrila, brez pudra, ne sterilne, obojestransko uporabne. Skladno z RL 93/42/EWG, EN 455:2000, PSA 89/686/EWG, EN 420:2003, EN 374:2003 in smernice za živila 1935/2004. CE-certificiranje: Kat III – nepremočljive zaščitne rokavice za zaščito pred kemičnimi nevarnostmi. Medicinski razred I. Certificiranje: ISO 9001, ISO 13485. Zunanja stran: Zunanja stran: hrapavi prsti, barva: modra.

#### Enota pakiranja

S, 200 kosov/zavoj

Št. art. 4451000700

M, 200 kosov/zavoj

Št. art. 4451000800

L, 200 kosov/zavoj

Št. art. 4451000900

XL, 200 kosov/zavoj

Št. art. 4451002000

#### Uporaba | področja

Zaščitne rokavice za enkratno uporabo in rokavice za preiskave iz nitrila, brez pudra, ne sterilne, obojestransko uporabne. Hrapave konice prstov poskrbijo za boljši oprijem tudi na mokrem področju. Izredno tanke in zelo elastične za prijetno nošenje. Visoka mehanska obstojnost. Brez ftalatov/mehčalcev in alergenih lateks proteinov - s tem so primerne tudi za vse, ki so na lateks alergični. Modre barve - primerne za področja kjer veljajo HACCP standardi, kot so na primer obrati predelave živil. Primerno za področje medicine. Nudi dobro zaščito proti maščobam, oljem in snovem, ki dražijo kožo, kot tudi čistilnim sredstvom in topolom. Priročni Big pack - z 200 kosov.

#### Varnostno opozorilo

Previdnostni ukrep: Pred uporabo preverite rokavice na možne mehanske poškodbe (npr. luknje ali razpoke).

#### Skladiščenje

Hraniti pri 10 °C do 30 °C v suhem in temnem prostoru, v originalni embalaži in zaščititi pred vročino, vlago, močno svetlobo in ozonom. Obstojnost v skladišču 3 leta.

#### Priporočilo

Kot alternativo priporočamo naše zaščitne rokavice BRILLANT nitrilSTYLE.





Pripomočki za čiščenje

**BRILLANT nitrilCOMFORT**

Rokavice

**Prodajna enota**

Pakiranje

**Evro palete**

270 pakiranj